

# Servicio de Histología del CNB-Formulario PÚBLICOS

Departamento de Biología Molecular y Celular / Hab. 126 y 128  
(Tels. 915854903 [laboratorio-126] / 915855349 [despacho-128])

e-mail: [histologia@cnb.csic.es](mailto:histologia@cnb.csic.es)

WEB: <http://www.cnb.csic.es/~histocnb/>

Investigador Responsable: Dr. Lluís Montoliu ([montoliu@cnb.csic.es](mailto:montoliu@cnb.csic.es))

Técnico Especialista: Soledad Montalbán ([montalba@cnb.csic.es](mailto:montalba@cnb.csic.es))

Técnico de apoyo: Óscar Sánchez ([ojsanchez@cnb.csic.es](mailto:ojsanchez@cnb.csic.es))

Nombre	
Institución	
Centro / Facultad / Instituto	
Dirección Postal	
e-mail	
Teléfono(s)	
Investigador responsable	
Firma autorizada	
Fecha	
<u>Requisitos especiales</u> (grosor de cortes, fijador, tipo de tinción de contraste [Hematoxilina/Eosina, Cresil Violeta])	

Servicio	Unidad	Importe por Unidad (Euros)	Unidades solicitadas	Total
Preparar un bloque de parafina	1 U = 1 bloque	7,5 Euros		
Cortar un bloque de parafina	1 U = 1 bloque / 10 portaobjetos	7 Euros		
"	1 U = 1 bloque / 5 portaobjetos	4,7 Euros		
Contrastar y montar parafina	1 U = 10 portaobjetos	7 Euros		
"	1 U = 5 portaobjetos	4,7 Euros		
Preparar un bloque congelado (criostato)	1 U = 1 bloque	3 Euros		
Cortar un bloque congelado (criostato)	1 U = 10 portaobjetos	7 Euros		
"	1 U = 5 portaobjetos	4,7 Euros		
Contrastar y montar congelado	1 U = 10 portaobjetos	4 Euros		
"	1 U = 5 portaobjetos	2,5 Euros		
Preparar un bloque de plástico (Histo-resina)	1 U = 1 bloque	24 Euros		
Cortar un bloque de plástico (Histo-resina)	1 U = 10 portaobjetos	29 Euros		
"	1 U = 5 portaobjetos	23,5 Euros		
Contrastar y montar plástico	1 U = 10 portaobjetos	2,5 Euros		
"	1 U = 5 portaobjetos	2 Euros		
Otros procedimientos (tinciones específicas, inmunohistoquímica, ...)	preguntar	preguntar		

(&) Si no se indica lo contrario, los bloques se prepararán a partir de tejido fijado con PFA al 4%

(\*) Si no se indica lo contrario, las secciones en parafina y en plástico se realizarán con un grosor de 5 µm y las congeladas con un grosor de 15 µm.

(#) Hay dos procedimientos básicos de tinción de contraste inicialmente disponibles: Hematoxilina/Eosina o Cresil Violeta

A rellenar por el Servicio de Histología

Servicio finalizado (Fecha):	Nº de solicitud:
Conforme (Firma)	
Incidencias / comentarios:	